

Alles over tekenverwijderaars

Een eenmaal vastgebeten teek kan de "Lyme bacterie" (Borrelia bacterie) of andere ziekteverwekkers overdragen. Je moet hem daarom zo snel mogelijk verwijderen. Gemiddeld is bijna 1 op de 3 teken besmet met de Borrelia bacterie. Als de teek binnen 12 uur uit de huid wordt verwijderd is het risico op overdracht heel erg klein, dit wordt groter naarmate de teek langer in de huid zit. Gemiddeld leidt 1 op de 20 tekenbeten tot de ziekte van Lyme.

Een teek nooit irriteren!

De kop van de teek is het stevigst en de meeste bacteriën zitten in het lijf van de teek, daarom is het verstandig de teek zo dicht mogelijk bij de huid en daarmee zo goed mogelijk bij de kop beet te pakken. Trek dan de teek altijd recht omhoog uit de huid. Je moet een teek niet irriteren door in z'n lijfje te knijpen, want dan spuugt-ie alle ziekteverwekkers die hij bij zich draagt bij je naar binnen. En dat wil je juist voorkomen. Daarom moet je een teek ook nooit draaiend verwijderen: daar wordt een teek misselijk van. En om dezelfde reden moet je ook niet krabben aan een teek, of alcohol, olie of vuur gebruiken. Probeer altijd de teek levend uit de huid te verwijderen. Dood maken mag daarna, door hem op een plakbandje te plakken of in een plastic zakje (dat je goed afsluit) te doen.

De snuit blijft zitten ...

Omdat de teek zich met weerhaakjes aan zijn steeksnuit goed in de huid verankert en daardoor erg vast kan zitten, kan het gebeuren dat je het beestje onthoofd bij het verwijderen: de kop - of de snuit - blijft dan zitten. Dat is niet erg: dat zweert er vanzelf uit en geeft geen grotere kans op een ziekte. Het wondje altijd wel goed ontsmetten met jodium of alcohol.

Waar moet je op letten bij de aanschaf van een tekenverwijderaar?

Er is helaas nauwelijks onderzoek gedaan naar welke tekenverwijderaars het beste werken. Dus is het vaak een kwestie van persoonlijke voorkeur. Waarbij je een aantal randvoorwaarden kunt hanteren:

- Is de tekenverwijderaar specifiek bedoeld voor huisdieren (honden, paarden) of specifiek/ook voor mensen? Bedenk dat je op een hond of paard vrijwel uitsluitend volgezogen, dus grote teken zult zien. Kleine teekjes, zoals larven of nimfen, vallen nauwelijks op in de vacht van een huisdier.
- Is het instrument geschikt om ook hele kleine teekjes (bijvoorbeeld larven en nimfen) te verwijderen?
- Kun je met het instrument ook op moeilijk bereikbare plekken komen, zoals tussen je tenen, achter je oren, onder je haar?
- Kun je de tekenverwijderaar alleen (dus met één of twee handen) gebruiken, of moet je altijd met twee personen zijn om het goed te doen?
- Is het makkelijk om de tekenverwijderaar altijd bij je te dragen, bijvoorbeeld in je etui of portemonnee?
- Is de tekenverwijderaar geschikt om meerdere malen/seizoenen te gebruiken? De prijzen van tekenverwijderaars variëren van € 1,- tot € 15,-. De hoogste prijs betaal je natuurlijk alleen maar als je zeker weet dat het instrument jaren mee gaat.

Op de achterkant geven we een toelichting op de 9 tekenverwijderaars in de Tekendoos.



Tekenkaart Tekendoos

- Voor mens en dier
- Geschikt voor zowel grote teken als larven en nimfen
- Wat lastiger op moeilijk bereikbare plekjes
- Pinpas-formaat, dus past in elke portemonnee
- Gebruiksaanwijzing altijd bij de hand



TickEase 2-in-1

- Voor mens en dier
- Geschikt voor zowel grote teken als larven en nimfen
- Te gebruiken op moeilijk bereikbare plekjes
- Mee te nemen in tas of etui, en hoort in elke EHBO-does!
- Een pincet aan de ene kant en een "koevoet" aan de andere kant
- Van RVS, hygiënisch en een lange levensduur



Tekenlepel

- Voor mens en dier
- Geschikt voor zowel grote teken als larven en nimfen
- Wat lastiger op moeilijk bereikbare plekjes
- Kan aan sleutelhanger gehangen worden
- Kindvriendelijk: kinderen vinden dit over 't algemeen de minst "enge" tekenverwijderaars



Enetorpet

- Voor mens en dier
- Geschikt voor zowel grote teken als larven en nimfen
- Wat lastiger op moeilijk bereikbare plekjes
- Kan aan sleutelhanger gehangen worden
- Ook leverbaar in RVS-uitvoering




Tektang

- Alleen geschikt voor dieren
- Alleen geschikt voor grote - volgezogen - teken
- Wat lastiger op moeilijk bereikbare plekjes
- Kan in etui of borstzakje meegenomen worden
- Goedkoop



Tekenlasso

- Alleen geschikt voor dieren
- Alleen geschikt voor grote - volgezogen - teken
- Wat lastiger op moeilijk bereikbare plekjes
- Kan in etui of borstzakje meegenomen worden



Tekenhaakjes

- Vooral geschikt voor mensen
- Geschikt voor m.n. kleine teekjes, zoals larven en nimfen
- Wat lastiger op moeilijk bereikbare plekjes
- Kunnen gemakkelijk meegenomen worden, maar nauwelijks geschikt voor volwassen handen
- Bij deze tekenhaakjes komt soms de instructie te draaien, doe dit NIET, maar trek teken altijd recht omhoog uit de huid



Tektang met drukveer RVS

- Voor mens en dier
- Geschikt voor zowel grote teken als larven en nimfen
- Geschikt voor moeilijker bereikbare plekjes
- Kan meegenomen worden in etui of tasje
- Van RVS, dus lange levensduur
- Vergt enige handigheid of moet met twee handen bediend worden



Tekenpen (tweezijdig)

- Voor mens en dier
- Geschikt voor zowel grote teken als larven en nimfen
- Geschikt voor moeilijker bereikbare plekjes
- Kan meegenomen worden in etui of tasje
- De naam is enigszins misleidend: het zijn twee tekenhaken